



Ideas Brillantes en Implantes Dentales



Iluminando

Estimado Cliente.

Gracias por permitir que Southern Implants, Inc., tenga la oportunidad de ofrecerle soluciones que esperamos cumplan o excedan sus expectativas.

Southern Implants lleva más de dos décadas produciendo implantes e innovadores componentes, distribuyéndolos en Europa, Australia, y Sud África. A su vez, en los últimos años también hemos introducido nuestros productos en los mercados de Norte y Sud América, Asia y el Medio Oriente. Nuestra oficina central está ubicada en Irvine, California, donde también contamos con instalaciones implementadas con los últimos avances tecnológicos. Además, ofrecemos continuo soporte técnico y servicio al cliente, características por las cuales Southern Implants ha llegado a ser reconocido.

Nuestro rango de implantes y aditamentos es muy amplio, lo cual nos permite satisfacer las necesidades de todas las especialidades relacionadas con los implantes dentales. Si desea conversar acerca de nuestros productos, proyectos en marcha, investigaciones futuras o si tiene sugerencias que usted crea nos pueda ayudar a servirlo mejor, por favor no dude en contactarnos.

Nuevamente, muchas gracias por permitirnos satisfacer todas sus necesidades en implantología.

Michael A. Kehoe
Southern Implants Inc.
Presidente



Implantes Cónicos

Ø4.0 mm, Hexágono Externo.....	4
Opciones Protésicas	5
Ø5.0 mm, Hexágono Externo.....	6
Opciones Protésicas	7
Ø6.0 mm, Hexágono Externo.....	8
Opciones Protésicas	9

Bandeja Quirúrgica para Hexágono Externo	10
---	-----------

Implantes MAX

Ø8.0 mm, Hexágono Externo.....	12
Opciones Protésicas	13
Ø9.0 mm, Hexágono Externo.....	14
Opciones Protésicas	15

Bandeja Quirúrgica para MAX	16
--	-----------

Intrumental Opcional para MAX	17
--	-----------

Implantes Co-Axis de 12°

Ø4.0 mm, Hexágono Externo.....	18
Opciones Protésicas	19
Ø5.0 mm, Hexágono Externo.....	20
Opciones Protésicas	21
Ø6.0 mm, Hexágono Externo.....	22
Opciones Protésicas	23

Implantes Co-Axis de 24°

Ø5.0 mm, Hexágono Externo.....	24
Opciones Protésicas	25
Ø6.0 mm, Hexágono Externo.....	26
Opciones Protésicas	27

Implantes Paralelos

Ø3.25 mm, Hexágono Externo	28
Opciones Protésicas	29
Ø3.75 mm, Hexágono Externo.....	30
Opciones Protésicas	31
Ø5.00 mm, Hexágono Externo.....	32
Opciones Protésicas	33
Ø6.00 mm, Hexágono Externo.....	34
Opciones Protésicas	35

Bandeja Quirúrgica para Hexágono Externo	36
---	-----------


Intrumental Opcional	37
-----------------------------------	-----------

Opciones Protésicas para Sobredentaduras

Dalla Bona	38
------------------	----



Implantes Cónicos (IBT) Ø4.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Cónicos

Código

- IBT 8.5
- IBT 10
- IBT 11.5
- IBT 13
- IBT 15
- IBT 18

Dimensiones

Ø4.0 mm x 8.5 mm Largo
 Ø4.0 mm x 10 mm Largo
 Ø4.0 mm x 11.5 mm Largo
 Ø4.0 mm x 13 mm Largo
 Ø4.0 mm x 15 mm Largo
 Ø4.0 mm x 18 mm Largo





Tornillo de Cierre

Código

- SCU2

Dimensión

Ø4.0 mm Tornillo de Cierre




Pilar de Cicatrización

Código

- TB2
- TB3
- TB4
- TB6
- WB2
- WB3
- WB4
- WB6


Dimensiones

Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
 Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 6 mm Altura





Implantes Cónicos (BAT) Ø5.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Cónicos

Código

- BAT 8.5
- BAT 10
- BAT 11.5
- BAT 13
- BAT 15
- BAT 18

Dimensiones

Ø5.0 mm x 8.5 mm Largo
 Ø5.0 mm x 10 mm Largo
 Ø5.0 mm x 11.5 mm Largo
 Ø5.0 mm x 13 mm Largo
 Ø5.0 mm x 15 mm Largo
 Ø5.0 mm x 18 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- SCAU5

Dimensión

Ø5.0 mm Tornillo de Cierre





Pilar de Cicatrización

Código


- TBA2
- TBA3
- TBA4
- TBA6
- XBA2
- XBA3
- XBA4
- XBA6
- WBA2
- WBA3
- WBA4
- WBA6

Dimensiones

Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
 Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
 Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura




Implantes Cónicos (BAT) Ø5.0 mm, Hexágono Externo Opciones Protésicas





Implantes Cónicos (BBBT) Ø6.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Cónicos

Código

- BBBT 8.5
- BBBT 10
- BBBT 11.5
- BBBT 13
- BBBT 15

Dimensiones

Ø6.0 mm x 8.5 mm Largo
Ø6.0 mm x 10 mm Largo
Ø6.0 mm x 11.5 mm Largo
Ø6.0 mm x 13 mm Largo
Ø6.0 mm x 15 mm Largo





Tornillo de Cierre

Código

- SCU6

Dimensión

Ø6.0 mm Tornillo de Cierre



Pilar de Cicatrización

Código

- TBBS2
- TBBS3
- TBBS4
- TBBS6
- WBSB2
- WBSB3
- WBSB4
- WBSB6


Dimensiones

Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura

Implantes Cónicos (BBT)


Ø6.0 mm, Hexágono Externo

Opciones Protésicas





Hexágono Externo Bandeja Quirúrgica



I-SURGICALKIT-EXTHEX-F

Fresas (Desechables)

D-RB
Fresa Redonda



D-20T-M15
Fresa 2 mm



D-CB-F
Fresa Piloto



D-30T-M15
Fresa 3mm



Fresas Espirales

D-29T-M15



D-33T-M15



D-40T-M15



D-43T-M15



D-50T-M13



D-53T-M13



Fresas Cónicas

D-40TP-10
D-40TP-11.5
D-40TP-13
D-40TP-15



D-50TP-10
D-50TP-11.5
D-50TP-13
D-50TP-15



D-60TP-10
D-60TP-11.5
D-60TP-13
D-60TP-15



Extensión para Fresas

I-DE



Indicadores de Dirección

I-DI-12d



I-DI



Indicador de Profundidad

I-DG-20



Instrumento para Posicionamiento

I-CON-X



Extensión de montura fijación hexagonal

I-FME-XS



I-FME-XL



Llave Abierta

I-SP-X (Sujeta Montura de Fijación)



Llave de Ratchet

I-RATCHET-2



Destornilladores

I-HDT-M

0.048" Destornillador Hexagonal para Remover Montura de Fijación y para Colocar Pilar Temporal



I-CS-HD

0.035" Destornillador Hexagonal para Colocar Tornillo de Cierre



I-HHD-22M

0.048" Destornillador Hexagonal para Pieza de Mano





Fresas Espirales

D-20T-M20	
D-25T-M15	
D-25T-M20	
D-29T-M15	
D-29T-M20	
D-30T-M10	
D-30T-M20	
D-33T-M10	
D-33T-M15	
D-33T-M20	
D-35T-M15	
D-40T-M10	
D-40T-M15	
D-43T-M10	
D-43T-M15	
D-46T-M10	
D-46T-M15	
D-50T-M13	
D-53T-M13	

Fresas Cónicas

D-40TP-8.5	
D-40TP-18	
D-50TP-8.5	
D-50TP-18	
D-60TP-8.5	
D-60TP-18	

Trépanos (Hexágono Externo)

Co-Axis	
D-TAP4-12d	Ø4.0 mm Trépano Co-Axis
D-TAP5-12d	Ø5.0 mm Trépano Co-Axis
D-TAP6-12d	Ø6.0 mm Trépano Co-Axis
Cónicos	
D-TAP-IBT	Ø4.0 mm Trépano Cónico
D-TAP-BAT	Ø5.0 mm Trépano Cónico
D-TAP-BBBT	Ø6.0 mm Trépano Cónico
Paralelos	
D-TAP-P15	Ø3.75 mm Trépano Paralelo
D-TAP5-P15	Ø5.0 mm Trépano Paralelo
D-TAP6-P13	Ø6.0 mm Trépano Paralelo

Molinillos de Hueso

I-BM-57	Ø4.0 x 5.7 Emergencia
I-BAM-67	Ø4.0 x 6.7 Emergencia
I-BAM-62	Ø5.0 x 6.2 Emergencia
I-BAM-77	Ø5.0 x 7.7 Emergencia
I-BBB-77	Ø6.0 x 7.7 Emergencia

Instrumentos Hexagonales

.035" Destornillador Hexagonal

I-WI-09	
(Destornillador Hexagonal para llave de torque)	

I-CS-HDL	
(Destornillador Manual Hexagonal)	

I-HHD-09	
(Destornillador Hexagonal para Pieza de Mano)	

.048" Destornillador Hexagonal

I-WI-22S	
I-WI-22M	
I-WI-22L	
(Destornillador Hexagonal para Llave de Torque)	

I-HD-S	
I-HD-L	
(Destornillador Manual Hexagonal)	

I-FM-H	
(Mango para Montura)	

I-KEY-22	
(.048" Llave Hexagonal)	

I-TW-45	
(Llave de Torque 12,32 & 45 Ncm)	

I-CON-XS	
(Conector para Pieza de Mano para Inserción de Implantes)	

Fresas para Hueso Denso (Doradas)

D-42TP-8.5	Ø4.2 x 8.5
D-42TP-10	Ø4.2 x 10
D-42TP-11.5	Ø4.2 x 11.5
D-42TP-13	Ø4.2 x 13
D-42TP-15	Ø4.2 x 15
D-42TP-18	Ø4.2 x 18
D-52TP-8.5	Ø5.2 x 8.5
D-52TP-10	Ø5.2 x 10
D-52TP-11.5	Ø5.2 x 11.5
D-52TP-13	Ø5.2 x 13
D-52TP-15	Ø5.2 x 15
D-52TP-18	Ø5.2 x 18

D-62TP-8.5	Ø6.2 x 8.5
D-62TP-10	Ø6.2 x 10
D-62TP-11.5	Ø6.2 x 11.5
D-62TP-13	Ø6.2 x 13
D-62TP-15	Ø6.2 x 15

Instrumentos Cuadrados

I-QDI-S	
I-QDI-M	
I-QDI-L	
(Destornillador Cuadrado Manual)	

I-HQD-S	
I-HQD-M	
I-HQD-L	
(Para Pieza de Mano Cuadrada)	

I-WI-QS	
I-WI-QM	
I-WI-QL	
(Destornillador Cuadrado para Pilar)	

Instrumentos para Pilar Cónico Compacto

I-AD	
(Destornillador Manual para Pilar)	
I-HAD	
(Destornillador para Uso con Pieza de Mano para Pilar)	
I-WI-A	
(Destornillador para Pilar)	

Indicadores de dirección Cónicos

I-DI 12d-4T-10	
I-DI 12d-4T-13	
I-DI 12d-4T-15	
I-DI 12d-5T-10	
I-DI 12d-5T-13	
I-DI 12d-5T-15	
I-DI 12d-6T-10	
I-DI 12d-6T-13	
I-DI 12d-6T-15	

Indicadores de Dirección

I-DIL	
-------	--

Extensión para Montura de Fijación Cuadrada


I-FM-E	
--------	--

Fortalecedores para Sobredentaduras

BAS1	
(Use con Cilindros Temporales de Titanio)	
BAS1L	
(Use con Cilindros Temporales de Titanio)	
BAS1P	
(Use con Cilindros Temporales de Titanio)	
BAS2	
(Use con Pilar con Hombro - DBN)	
BAS3	
(Use con Pilar con Hombro - DBN)	



Implantes MAX Ø8.0 mm, Hexágono Externo



Implantes MAX-8

Código

- MAX-8-7
- MAX-8-9
- MAX-8-11

Dimensiones

Ø8.0 mm x 7 mm Largo
Ø8.0 mm x 9 mm Largo
Ø8.0 mm x 11 mm Largo





Tornillo de Cierre

Código

- SCU6

Dimensión

Ø6.0 mm Tornillo de Cierre




Pilar de Cicatrización

Código

- TBBB2
- TBBB3
- TBBB4
- TBBB6
- WBBB2
- WBBB3
- WBBB4
- WBBB6


Dimensiones

Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura





Implantes MAX Ø9.0 mm, Hexágono Externo



Implantes MAX-9

Código

- MAX-9-7
- MAX-9-9
- MAX-9-11

Dimensiones

Ø9.0 mm x 7 mm Largo
Ø9.0 mm x 9 mm Largo
Ø9.0 mm x 11 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- SCU7

Dimensión

Ø7.0 mm Tornillo de Cierre




Pilar de Cicatrización de 2 Piezas

Código

- TMAX9-4
- TMAX9-5.5
- TMAX9-7

Dimensiones

Ø7.0 mm x 8 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø7.0 mm x 8 mm Emergencia x 5.5 mm Altura
Ø7.0 mm x 8 mm Emergencia x 7 mm Altura



Pilar de Cicatrización de 1 Pieza


- TB9MAX-4
- TB9MAX-5.5
- TB9MAX-7

Ø7.0 mm x 8 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø7.0 mm x 8 mm Emergencia x 5.5 mm Altura
Ø7.0 mm x 8 mm Emergencia x 7 mm Altura





MAX Bandeja Quirúrgica



I-SURGICALKIT-MAX-F

Fresas (Desechables)

- D-RB**
Fresa Redonda
- D-20T-MAX-M**
Fresa 2 mm
- D-CB-F**
Fresa Piloto
- D-30T-MAX-M**
Fresa 3 mm

Fresas Cónicas

- D-60TP-8.5**
Disponible en
8.5 mm de largo
- D-80TP-7**
D-90TP-7
- D-80TP-9**
D-90TP-9
- D-80TP-11**
D-90TP-11

Medidor de Perfiles

- MAX-8-PG-7**
MAX-9-PG-7
- MAX-8-PG-9**
MAX-9-PG-9
- MAX-8-PG-11**
MAX-9-PG-11



MAX-ROD
para uso con Medidores
de Perfiles

Extensión de montura de fijación hexagonal

I-FME-XS

Instrumento de Inserción

I-CON-XS

Llave Abierta

I-SP-X Sujeta Montura de Fijación



Llave de Ratchet

I-RATCHET-2

Destornillador Hexagonal

I-KEY-22

Destornilladores para MAX

0.048" Destornillador Hexagonal para Remover Montura de
Fijación y para Colocar Pilar Temporal

I-HD-S

0.035" Destornillador Hexagonal para Colocar Tornillo de Cierre

I-CS-HD



Fresas Espirales (Desechables)

D-29T-MAX-M 

D-40T-MAX-M 

Extensión para Fresas

I-DE 

Trépanos Dedicados para MAX

D-TAP-MAX8-7 

D-TAP-MAX8-9 

D-TAP-MAX8-11

D-TAP-MAX9-7 

D-TAP-MAX9-9 

D-TAP-MAX9-11

Instrumentos para Inserción


I-CON-X
Conector para
Pieza de Mano
para inserción de
Implantes


I-FME-XL
Extension de
Montura

Destornilladores para MAX

Manual


I-CS-HDL
.035"
Destornillador
Hexagonal


I-HD-M
I-HD-L
.048"
Destornillador
Hexagonal

Para Pieza de
Mano


I-HHD-09
.035"
Destornillador
Hexagonal


I-HHD-22
.048"
Destornillador
Hexagonal

Para Llave


I-WI-09
.035"
Destornillador
Hexagonal


I-WI-22
.048"
Destornillador
Hexagonal

Llave de Torque

I-TW-45

12, 32 & 45 Ncm



Instrumentos Cónicos Compactos (Solo MAX-8)


I-AD
Destornillador
Manual para Pilar
Cónico Compacto


I-HAD
Destornillador para
Uso con Pieza de
Mano para Pilar
Cónico Compacto


I-WI-A
Destornillador para
Pilar Cónico Compacto

Destornilladores Unigrip (Solo MAX-8)

Usa Tornillos de Serie 9 para
Pilar Cónico Compacto Angulado

Manual



I-UGI-M

Para Llave


I-WI-UG-M


Kit de Periótomos

OTA400





Implantes Co-Axis de 12° (IBT12d) Ø4.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Co-Axis de 24°

Código

- IBT 12d-8.5
- IBT 12d-10
- IBT 12d-11.5
- IBT 12d-13
- IBT 12d-15
- IBT 12d-18

Dimensiones

Ø4.0 mm x 8.5 mm Largo
Ø4.0 mm x 10 mm Largo
Ø4.0 mm x 11.5 mm Largo
Ø4.0 mm x 13 mm Largo
Ø4.0 mm x 15 mm Largo
Ø4.0 mm x 18 mm Largo

SCU2 (Co-Axis)
.035" Hex



Tornillo de Cierre


Código

- SCU2


Dimensión

Ø4.0 mm Tornillo de Cierre

TB
.048" Hex



WB
.048" Hex



Pilar de Cicatrización

Código


- TB3
- TB4
- TB6
- WB3
- WB4
- WB6

Dimensiones

Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 6 mm Altura




IMPORTANTE: Requiere Tornillos de Retención de Serie Z





Implantes Co-Axis de 12° (BAT12d) Ø5.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Co-Axis de 24°

Código

- BAT 12d-10
- BAT 12d-11.5
- BAT 12d-13
- BAT 12d-15
- BAT 12d-18

Dimensiones

Ø5.0 mm x 10 mm Largo
Ø5.0 mm x 11.5 mm Largo
Ø5.0 mm x 13 mm Largo
Ø5.0 mm x 15 mm Largo
Ø5.0 mm x 18 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- SCUA5

Dimensión

Ø5.0 mm Tornillo de Cierre





Pilar de Cicatrización

Código


- TBA2
- TBA3
- TBA4
- TBA6
- XBA2
- XBA3
- XBA4
- XBA6
- WBA2
- WBA3
- WBA4
- WBA6

Dimensiones

Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura




Implantes Co-Axis de 12° (BAT12d) Ø5.0 mm, Hexágono Externo Opciones Protésicas





Implantes Co-Axis de 12° (BBBT12d) Ø6.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Co-Axis de 24°

Código

- BBBT 12d-10
- BBBT 12d-11.5
- BBBT 12d-13
- BBBT 12d-15

Dimensiones

Ø6.0 mm x 10 mm Largo
Ø6.0 mm x 11.5 mm Largo
Ø6.0 mm x 13 mm Largo
Ø6.0 mm x 15 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- SCU6

Dimensión

Ø6.0 mm Tornillo de Cierre



Pilar de Cicatrización


Código

- TBBB2
- TBBB3
- TBBB4
- TBBB6
- WBBB2
- WBBB3
- WBBB4
- WBBB6

Dimensiones


Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura

Implantes Co-Axis de 12° (BBBT12d) Ø6.0 mm, Hexágono Externo Opciones Protésicas





Implantes Co-Axis de 24° (BAT24d) Ø5.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Co-Axis de 24°

Código

- BAT 24d-10
- BAT 24d-11.5
- BAT 24d-13
- BAT 24d-15

Dimensiones

Ø5.0 mm x 10 mm Largo
Ø5.0 mm x 11.5 mm Largo
Ø5.0 mm x 13 mm Largo
Ø5.0 mm x 15 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- SCAU5

Dimensión

Ø5.0 mm Tornillo de Cierre





Pilar de Cicatrización

Código

- TBA2
- TBA3
- TBA4
- TBA6
- XBA2
- XBA3
- XBA4
- XBA6
- WBA2
- WBA3
- WBA4
- WBA6

Dimensiones


Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura



Implantes Co-Axis de 24° (BAT24d) Ø5.0 mm, Hexágono Externo Opciones Protésicas




IMPORTANTE: Requiere Tornillos de Retención de Serie Z





Implantes Co-Axis de 24° (BBBT24d) Ø6.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Co-Axis de 24°

Código

- BBBT 24d-10
- BBBT 24d-11.5
- BBBT 24d-13
- BBBT 24d-15

Dimensiones

Ø6.0 mm x 10 mm Largo
Ø6.0 mm x 11.5 mm Largo
Ø6.0 mm x 13 mm Largo
Ø6.0 mm x 15 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- SCU6

Dimensión

Ø6.0 mm Tornillo de Cierre



Pilar de Cicatrización

Código

- TBBS2
- TBBS3
- TBBS4
- TBBS6
- WBSB2
- WBSB3
- WBSB4
- WBSB6


Dimensiones

Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura

Implantes Co-Axis de 24° (BBBT24d) Ø6.0 mm, Hexágono Externo Opciones Protésicas




IMPORTANTE: Requiere Tornillos de Retención de Serie Z





Implantes Paralelos (IBN) Ø3.25 mm, Hexágono Externo



Implantes Paralelos

Código

- IBN 8.5
- IBN 10
- IBN 11.5
- IBN 13
- IBN 15
- IBN 18

Dimensiones

Ø3.25 mm x 8.5 mm Largo
 Ø3.25 mm x 10 mm Largo
 Ø3.25 mm x 11.5 mm Largo
 Ø3.25 mm x 13 mm Largo
 Ø3.25 mm x 15 mm Largo
 Ø3.25 mm x 18 mm Largo

SCNU2
.035" Hex



Tornillo de Cierre


Código

- SCNU2

Dimensión


Ø3.25 mm Tornillo de Cierre

TBN
.048" Hex



h=2/3/4/6

WBN
.048" Hex



h=2/3/4/6

Pilar de Cicatrización

Código

- TBN2
- TBN3
- TBN4
- TBN6


Dimensiones

Ø3.25 mm x 3.6 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø3.25 mm x 3.6 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø3.25 mm x 3.6 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø3.25 mm x 3.6 mm Emergencia x 6 mm Altura

- WBN2
- WBN3
- WBN4
- WBN6


Ø3.25 mm x 4.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø3.25 mm x 4.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø3.25 mm x 4.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø3.25 mm x 4.5 mm Emergencia x 6 mm Altura

Implantes Paralelos (IBN) Ø3.25 mm, Hexágono Externo Opciones Protésicas





Implantes Paralelos (IBS) Ø3.75 mm, Hexágono Externo



Implantes Paralelos

Código

- IBS 8.5
- IBS 10
- IBS 11.5
- IBS 13
- IBS 15

Dimensiones

Ø3.75 mm x 8.5 mm Largo
 Ø3.75 mm x 10 mm Largo
 Ø3.75 mm x 11.5 mm Largo
 Ø3.75 mm x 13 mm Largo
 Ø3.75 mm x 15 mm Largo





Tornillo de Cierre

Código

- SCU2

Dimensión

Ø4.0 mm Tornillo de Cierre



Pilar de Cicatrización

Código

- TB2
- TB3
- TB4
- TB6
- WB2
- WB3
- WB4
- WB6

Dimensiones

Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø4.0 mm x 4.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
 Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
 Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
 Ø4.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 6 mm Altura



Pilar de Cicatrización

Cofias de Impresión

Análogos



Componentes Protésicos

Tornillos de Retención


Directo




IBS



CBU Cubeta Abierta



CBU-W Cubeta Abierta




Cilindro Temporal de Titanio

UCLA

PILAR ANATÓMICO

PILAR CEMENTABLE ANGULADO


TCB1h (Hex)
TCB1nh (No-Hex)



SB1 (Hex)
SB5 (No-Hex)




Plástico



h=2/3.5/5

DBS12 DBS24



12° 24°

GC-EX-40 (Hex)
GC-NX-40 (No-Hex)



Oro

Tornillo de Serie 3

GSQ3



Oro/Cuadrado

TSH3



Titanio/Hexágono .048"

TSU3



Titanio/Unigrip

GSU3



Oro/Unigrip

BSH3



Bronce/Hexágono .048" (Sólo Laboratorio)

Tornillo de Serie 2

GSQ2



Oro/Cuadrado

GSU2



Oro/Unigrip

TSH2



Titanio/Hexágono .048"

TSU2



Titanio/Unigrip


SB16 (Hex)
SB-17-TT (No-Hex)




con Tornillo Asegurador

Directo

Pilar con Hombro



Usa Tornillo de Serie 3



Tapa Plástica de Protección



MIA-1 Aditamento para Impresión

LSDBN4 Análogos para Pilar No Preparado DBN




SB-DBN-1 Plástico para encerado de pilar no preparado DBN



Plástico

LT7/10



Refuerzo

Indirecto

Pilar Cónico Compacto

AMC17d-3 (Angulación 17°, h=3)
or AMC30d-4 (Angulación 30°, h=4)



h=1/2/3/4/5.5



Usa Tornillos de Serie 9




h=4/6 Metal

CMC1 Cubeta Abierta



CMC2 Cubeta Cerrada



LSMC1 Análogo



TMC1



Cilindro Temporal de Titanio

PMC1



Cilindro protésico plástico UCLA

1 mm

GMC1



Cilindro protésico de oro UCLA

PA-MC-48



con Tornillo Asegurador

Pilar Pasivo

Tornillo de Serie 1

GSH1



Oro/Hexágono .048"

TSU1



Titanio/Unigrip

TSH1



Titanio/Hexágono .048"

GSU1




Oro/Unigrip

GSS9 Oro/Ranurado GSU9 Oro/Unigrip TSU9 Titanio/Unigrip



Implantes Paralelos (BA) Ø5.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Paralelos

Código

- BA 8.5
- BA 10
- BA 11.5
- BA 13
- BA 15

Dimensiones

Ø5.0 mm x 8.5 mm Largo
Ø5.0 mm x 10 mm Largo
Ø5.0 mm x 11.5 mm Largo
Ø5.0 mm x 13 mm Largo
Ø5.0 mm x 15 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- SCAU5

Dimensión

Ø5.0 mm Tornillo de Cierre





Pilar de Cicatrización

Código


- TBA2
- TBA3
- TBA4
- TBA6
- XBA2
- XBA3
- XBA4
- XBA6
- WBA2
- WBA3
- WBA4
- WBA6

Dimensiones

Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 5.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø5.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura




Implantes Paralelos (BA) Ø5.0 mm, Hexágono Externo Opciones Protésicas





Implantes Paralelos (BBBS) Ø6.0 mm, Hexágono Externo



Implantes Paralelos

Código

- BBBS 8.5
- BBBS 10
- BBBS 11.5
- BBBS 13
- BBBS 15

Dimensiones

Ø6.0 mm x 8.5 mm Largo
Ø6.0 mm x 10 mm Largo
Ø6.0 mm x 11.5 mm Largo
Ø6.0 mm x 13 mm Largo
Ø6.0 mm x 15 mm Largo



Tornillo de Cierre

Código

- SCU6

Dimensión

Ø6.0 mm Tornillo de Cierre



h=2/3/4/6



h=2/3/4/6

Pilar de Cicatrización

Código

- TBBB2
- TBBB3
- TBBB4
- TBBB6

Dimensiones

Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 6.5 mm Emergencia x 6 mm Altura

- WBBB2
- WBBB3
- WBBB4
- WBBB6

Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 2 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 4 mm Altura
Ø6.0 mm x 7.5 mm Emergencia x 6 mm Altura

Implantes Paralelos (BBBS)

Ø6.0 mm, Hexágono Externo

Opciones Protésicas



Pilar de Cicatrización

Cofias de Impresión

Análogos




Componentes Protésicos

Tornillos de Retención

Directo





BBBS




Directo

Pilar con Hombro









Tornillo de Serie 2




Indirecto

Pilar Cónico Compacto




Tornillo de Serie 1





Hexágono Externo Bandeja Quirúrgica



I-SURGICALKIT-EXTHEX-F

Fresas (Desechables)

D-RB
Fresa Redonda



D-20T-M15
Fresa 2 mm



D-CB-F
Fresa Piloto



D-30T-M15
Fresa 3 mm



Fresas Espirales

D-29T-M15



D-33T-M15



D-40T-M15



D-43T-M15



D-50T-M13




D-53T-M13



Fresas Cónicas

D-40TP-10
D-40TP-11.5
D-40TP-13
D-40TP-15



D-50TP-10
D-50TP-11.5
D-50TP-13
D-50TP-15



D-60TP-10
D-60TP-11.5
D-60TP-13
D-60TP-15



Extensión para Fresas

I-DE



Indicadores de Dirección

I-DI-12d




I-DI




Indicador de Profundidad

I-DG-20



Instrumento para Inserción

I-CON-X



Extensión de Montura para Llave Rachet

I-FME-XS



I-FME-XL



Llave Abierta

I-SP-X (Sujeta Montura de Fijación)



Llave de Rachet

I-RATCHET-2



Destornilladores

I-HDT-M

0.048" Destornillador
Hexagonal para
Remover Montura
de Fijación y para Colocar
Pilar Temporal



I-CS-HD

0.035" Destornillador
Hexagonal para Colocar
Tornillo de Cierre)



I-HHD-22M

0.048" Destornillador
Hexagonal para Pieza de Mano





Fresas Espirales (Desechables)

D-20T-M20	
D-25T-M15	
D-25T-M20	
D-29T-M15	
D-29T-M20	
D-30T-M10	
D-30T-M20	
D-33T-M10	
D-33T-M15	
D-33T-M20	
D-35T-M15	
D-40T-M10	
D-40T-M15	
D-43T-M10	
D-43T-M15	
D-46T-M10	
D-46T-M15	
D-50T-M13	
D-53T-M13	

Fresas Cónicas

D-40TP-8.5	
D-40TP-18	
D-50TP-8.5	
D-50TP-18	
D-60TP-8.5	
D-60TP-18	

Trépanos (Hexágono Externo)

Co-Axis	
D-TAP4-12d	Ø4.0 mm Trépano para Co-Axis
D-TAP5-12d	Ø5.0 mm Trépano para Co-Axis
D-TAP6-12d	Ø6.0 mm Trépano para Co-Axis
Cónicos	
D-TAP-IBT	Ø4.0 mm Trépano Cónico
D-TAP-BAT	Ø5.0 mm Trépano Cónico
D-TAP-BBBT	Ø6.0 mm Trépano Cónico
Paralelos	
D-TAP-P15	Ø3.75 mm Trépano Paralelo
D-TAP5-P15	Ø5.0 mm Trépano Paralelo
D-TAP6-P13	Ø6.0 mm Trépano Paralelo

Molinillos de Hueso

I-BM-57	Ø4.0 x 5.7 Emergencia
I-BAM-67	Ø4.0 x 6.7 Emergencia
I-BAM-62	Ø5.0 x 6.2 Emergencia
I-BAM-77	Ø5.0 x 7.7 Emergencia
I-BBB-77	Ø6.0 x 7.7 Emergencia

Instrumentos Hexagonales

Destornillador Hexagonal .035"

I-WI-09	
(Destornillador Hexagonal para Llave de Torque)	

I-CS-HDL	
(Destornillador Hexagonal Manual)	

I-HHD-09	
(Destornillador Hexagonal para Pieza de Mano)	

Destornilladores Hexagonales .048"

I-WI-22S	
I-WI-22M	
I-WI-22L	
(Destornillador Hexagonal para Llave de Torque)	

I-HD-S	
I-HD-L	
(Destornillador Hexagonal Manual)	

I-FM-H	
Mango para Montura	

I-KEY-22	
Llave Hexagonal .048"	

I-TW-45	
(Llave de Torque 12, 32 y 45 Ncm)	

I-CON-XS	
(Conector a Pieza de Mano para Inserción de Implantes)	

Fresas para Hueso Denso (Dorada)

D-42TP-8.5	Ø4.2 x 8.5
D-42TP-10	Ø4.2 x 10
D-42TP-11.5	Ø4.2 x 11.5
D-42TP-13	Ø4.2 x 13
D-42TP-15	Ø4.2 x 15
D-42TP-18	Ø4.2 x 18
D-52TP-8.5	Ø5.2 x 8.5
D-52TP-10	Ø5.2 x 10
D-52TP-11.5	Ø5.2 x 11.5
D-52TP-13	Ø5.2 x 13
D-52TP-15	Ø5.2 x 15
D-52TP-18	Ø5.2 x 18
D-62TP-8.5	Ø6.2 x 8.5
D-62TP-10	Ø6.2 x 10
D-62TP-11.5	Ø6.2 x 11.5
D-62TP-13	Ø6.2 x 13
D-62TP-15	Ø6.2 x 15

Instrumentos Cuadrados

I-QDI-S	
I-QDI-M	
I-QDI-L	
(Destornillador Cuadrado Manual)	
I-HQD-S	
I-HQD-M	
I-HQD-L	
(Destornillador Cuadrado para Pieza de Mano)	
I-WI-QS	
I-WI-QM	
I-WI-QL	
(Destornillador Cuadrado para Llave de Torque)	

Instrumentos para Pilar Cónico Compacto

I-AD	
(Destornillador Manual)	
I-HAD	
(Destornillador para uso con Pieza de Mano)	
I-WI-A	
(Destornillador para uso con Llave)	

Indicadores de Dirección Cónicos

I-DI 12d-4T-10	
I-DI 12d-4T-13	
I-DI 12d-4T-15	
I-DI 12d-5T-10	
I-DI 12d-5T-13	
I-DI 12d-5T-15	
I-DI 12d-6T-10	
I-DI 12d-6T-13	
I-DI 12d-6T-15	

Indicadores de Dirección

I-DIL	
-------	--

Extensión para Montura de Fijación Cuadrada

I-FM-E	
--------	--

Fortalecedores para Sobredentaduras

BAS1	
(Use con Cilindros Temporales de Titanio)	
BAS1L	
(Use con Cilindros Temporales de Titanio)	
BAS1P	
(Use con Cilindros Temporales de Titanio)	
BAS2	
(Use con Pilar con Hombro - DBN)	
BAS3	
(Use con Pilar con Hombro - DBN)	



Opciones Protésicas para Sobredentaduras Sistema de Pilares Dalla Bona

Sistema de Pilar Dalla Bona



Implante ø Hombro Código

Hexágono Externo

4.1 mm	2 mm	DB-EX40-2
4.1 mm	3 mm	DB-EX40-3
4.1 mm	4 mm	DB-EX40-4
4.1 mm	5 mm	DB-EX40-5
5.0 mm	3 mm	DB-EX50-3
5.0 mm	4 mm	DB-EX50-4
5.0 mm	5 mm	DB-EX50-5

Accesorios para Dalla Bona

Código

Instrumento Activador para Dalla-Bona



DB-ACT TOOL

Instrumento Desactivador para Dalla-Bona



DB-DEACT TOOL

Instrumento Activador / Desactivador para Dalla Bona Plus



DB-DE/ACT DRIVER

Kit de Laboratorio para Dalla Bona



DB-FK

Espaciador Hexágono para Dalla Bona



DB-HSP

Destornillador para Pilar Dalla Bona



DB-Insert TIP

Dalla Bona Plus

DB-PLFC



Dalla Bona Plus Laminilla de Oro

DB-PL-I



Southern Implants: Términos y Condiciones

Gracias por comprar productos Southern Implants. Nuestro compromiso es proveer productos odontológicos de la más alta calidad.

Garantía General Limitada: Southern Implants Inc., garantiza que sus productos son de primera calidad, así como la composición de materiales y los procesos de fabricación. Esta garantía sólo es válida para el comprador original. En el evento de un defecto, por favor contáctese con nuestras oficinas locales, para darle una pronta solución. Southern Implants Inc. (en las instalaciones de USA), decidirá si el producto defectuoso será reparado o intercambiado. Southern Implants también ofrece una garantía limitada de por vida para sus implantes y sus componentes protésicos. Southern Implants Inc., no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, excepto lo indicado anteriormente.

Limitaciones: El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades por el uso de estos productos, tanto si son utilizados en conjunto con productos Southern Implants Inc., o no. Southern Implants Inc., recomienda un entrenamiento apropiado para la colocación de implantes y que tanto los protocolos quirúrgicos como protésicos sean seguidos rigurosamente. También es importante seguir las instrucciones que acompañan a nuestros productos.

Southern Implants Inc., se reserva el derecho a mejorar, modificar o discontinuar sus productos en cualquier momento, o cambiar sus especificaciones sin aviso previo y sin incurrir en responsabilidad alguna.



Ideas brillantes en Implantes Dentales

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width, typical of notebook or legal stationery. The background is a uniform off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



SOUTHERNIMPLANTS

5 Holland Building 209 Irvine, CA 92618

Toll Free 866 700-2100 **Tel** 949 273-8505 **Fax** 949 273-8508

www.southernimplants.us

©2010 Southern Implants Inc. All rights reserved. SIM-09-006EX