



Ideas Brillantes en Implantes Dentales



Iluminando

Estimado Cliente.

Gracias por permitir que Southern Implants, Inc., tenga la oportunidad de ofrecerle soluciones que esperamos cumplan o excedan sus expectativas.

Southern Implants lleva más de dos décadas produciendo implantes e innovadores componentes, distribuyéndolos en Europa, Australia, y Sud África. A su vez, en los últimos años también hemos introducido nuestros productos en los mercados de Norte y Sud América, Asia y el Medio Oriente. Nuestra oficina central está ubicada en Irvine, California, donde también contamos con instalaciones implementadas con los últimos avances tecnológicos. Además, ofrecemos continuo soporte técnico y servicio al cliente, características por las cuales Southern Implants ha llegado a ser reconocido.

Nuestro rango de implantes y aditamentos es muy amplio, lo cual nos permite satisfacer las necesidades de todas las especialidades relacionadas con los implantes dentales. Si desea conversar acerca de nuestros productos, proyectos en marcha, investigaciones futuras o si tiene sugerencias que usted crea nos pueda ayudar a servirlo mejor, por favor no dude en contactarnos.

Nuevamente, muchas gracias por permitirnos satisfacer todas sus necesidades en implantología.



Michael A. Kehoe
Southern Implants Inc.
Presidente



Implantes Tri-Nex

Ø3.5 mm, Tri-Nex Interno	4
Opciones Protésicas	5
Ø4.3 mm, Tri-Nex Interno	6
Opciones Protésicas	7
Ø5.0 mm, Tri-Nex Interno	8
Opciones Protésicas	9
Ø6.0 mm, Tri-Nex Interno	10
Opciones Protésicas	11

Implantes Tri-Max

Ø8.0 mm, Tri-Nex Interno	12
Opciones Protésicas	13
Ø9.0 mm, Tri-Nex Interno	14
Opciones Protésicas	15

Implantes Tri-Nex Co-Axis de 12°

Ø4.3 mm, Tri-Nex Interno	16
Opciones Protésicas (usa componentes Ø3.5 mm)	17
Ø5.0 mm, Tri-Nex Interno	18
Opciones Protésicas (usa componentes Ø4.3 mm)	19

Bandeja Quirúrgica Tri-Nex	20
---	----


Instrumental Opcional para Tri-Nex	21
---	----

Opciones Protésicas para Sobredentaduras

Locator	22
Dalla Bona	23



Implantes Tri-Nex Ø3.5 mm, Tri-Nex Interno



Implantes Tri-Nex

Código

- IA-LH-35-8
- IA-LH-35-10
- IA-LH-35-11.5
- IA-LH-35-13
- IA-LH-35-16

Dimensiones

- Ø3.5 mm x 8.5 mm Largo
- Ø3.5 mm x 10.5 mm Largo
- Ø3.5 mm x 12 mm Largo
- Ø3.5 mm x 13.5 mm Largo
- Ø3.5 mm x 16.5 mm Largo

CS-L-35
Destornillador
Unigrip



Tornillo de Cierre


Código

- CS-L-35


Dimensión

- Ø3.5 mm Tornillo de Cierre

HA-L-35
Destornillador
Unigrip



HA-L-35W
Destornillador
Unigrip



Pilar de Cicatrización

Código

- HA-L-35-3
- HA-L-35-5
- HA-L-35-7
- HA-L-35W-3
- HA-L-35W-5


Dimensiones

- Ø3.5 mm x 3 mm Altura
- Ø3.5 mm x 5 mm Altura
- Ø3.5 mm x 7 mm Altura
- Ø3.5 mm x 4.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
- Ø3.5 mm x 4.5 mm Emergencia x 5 mm Altura





Implantes Tri-Nex Ø4.3 mm, Tri-Nex Interno



Implantes Tri-Nex


Código

- IA-LH-43-8
- IA-LH-43-10
- IA-LH-43-11.5
- IA-LH-43-13
- IA-LH-43-16

Dimensiones

Ø4.3 mm x 8.5 mm Largo
 Ø4.3 mm x 10.5 mm Largo
 Ø4.3 mm x 12 mm Largo
 Ø4.3 mm x 13.5 mm Largo
 Ø4.3 mm x 16.5 mm Largo

CS-L-43
Destornillador
Unigrip



Tornillo de Cierre


Código

- CS-L-43

Dimensión


Ø4.3 mm Tornillo de Cierre

HA-L-43
Destornillador
Unigrip



h=3/5/7

HA-L-43W
Destornillador
Unigrip



h=3/5


Pilar de Cicatrización

Código

- HA-L-43-3
- HA-L-43-5
- HA-L-43-7
- HA-L-43W-3
- HA-L-43W-5


Dimensiones

Ø4.5 mm x 3 mm Altura
 Ø4.5 mm x 5 mm Altura
 Ø4.5 mm x 7 mm Altura
 Ø4.5 mm x 6.0 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø4.5 mm x 6.0 mm Emergencia x 5 mm Altura





Implantes Tri-Nex Ø5.0 mm, Tri-Nex Interno



Implantes Tri-Nex


Código

- IA-LH-50-8
- IA-LH-50-10
- IA-LH-50-11.5
- IA-LH-50-13
- IA-LH-50-16

Dimensiones

Ø5.0 mm x 8.5 mm Largo
 Ø5.0 mm x 10.5 mm Largo
 Ø5.0 mm x 12 mm Largo
 Ø5.0 mm x 13.5 mm Largo
 Ø5.0 mm x 16.5 mm Largo

CS-L-50
Destornillador
Unigrip



Tornillo de Cierre


Código

- CS-L-50

Dimensión

Ø5.0 mm Tornillo de Cierre

HA-L-50
Destornillador
Unigrip





Pilar de Cicatrización

Código

- HA-L-50-3
- HA-L-50-5


Dimensiones

Ø5.0 mm x 6.0 mm Emergencia x 3 mm Altura
 Ø5.0 mm x 6.0 mm Emergencia x 5 mm Altura





Implantes Tri-Nex Ø6.0 mm, Tri-Nex Interno




Implantes Tri-Nex

Código

- IA-LH-60-8
- IA-LH-60-10
- IA-LH-60-11.5
- IA-LH-60-13
- IA-LH-60-16

Dimensiones

- Ø6.0 mm x 8.5 mm Largo
- Ø6.0 mm x 10.5 mm Largo
- Ø6.0 mm x 12 mm Largo
- Ø6.0 mm x 13.5 mm Largo
- Ø6.0 mm x 16.5 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- CS-L-60

Dimensión

- Ø6.0 mm Tornillo de Cierre



Pilar de Cicatrización

Código

- HA-L-60-3
- HA-L-60-5

Dimensiones

- Ø6.0 mm x 3 mm Altura
- Ø6.0 mm x 5 mm Altura



Pilar de
Cicatrización

Cofias de
Impresión

Análogo

Componentes
Protésicos

Tornillos
de Retención


CS-L-60
Destornillador
Unigrip



IA-LH-60



Directo



h=3/5



IC-L-60
Cubeta Abierta



ICT-L 60
Cubeta Cerrada



LA-L-60






Implantes Tri-MAX

Ø8.0 mm, Tri-Nex Interno
Plataforma Ø6.0 mm

IMPORTANTE: Los implantes Tri-MAX Ø8 mm usan componentes Ø6.0mm




Implantes Tri-MAX

Código

- Tri-MAX8-9
- Tri-MAX8-11

Dimensiones

Ø8.0 mm x 9 mm Largo
Ø8.0 mm x 11 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- CS-L-60

Dimensión

Ø6.0 mm Tornillo de Cierre



Pilar de Cicatrización

Código


- HA-L-60-3
- HA-L-60-5

Dimensiones

Ø6.0 mm x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 5 mm Altura



IMPORTANTE: Los implantes Tri-MAX Ø8 mm usan componentes Ø6.0mm






Implantes Tri-MAX Ø9.0 mm, Tri-Nex Interno

Plataforma Ø6.0 mm

IMPORTANTE: Los implantes Tri-MAX Ø9 mm usan componentes Ø6.0mm




Implantes Tri-MAX

Código

- Tri-MAX9-9
- Tri-MAX9-11

Dimensiones

Ø9.0 mm x 9 mm Largo
Ø9.0 mm x 11 mm Largo




Tornillo de Cierre

Código

- CS-L-60

Dimensión

Ø6.0 mm Tornillo de Cierre



Pilar de Cicatrización

Código

- HA-L-60-3
- HA-L-60-5

Dimensiones

Ø6.0 mm x 3 mm Altura
Ø6.0 mm x 5 mm Altura



IMPORTANTE: Los implantes Tri-MAX Ø9 mm usan componentes Ø6.0mm


Pilar de
Cicatrización

Cofias de
Impresión




Análogo

Componentes
Protésicos

Tornillos
de Retención




Directo





IMPORTANTE: Los Implantes Tri-NEX Co-Axis Ø4.3 mm usan componentes Ø3.5 mm

IA43-12d



Implantes Tri-Nex Co-Axis

Código

- IA43-12d-10
- IA43-12d-11.5
- IA43-12d-13
- IA43-12d-16

Dimensiones

Ø4.3 mm x 10.5 mm Largo
Ø4.3 mm x 12 mm Largo
Ø4.3 mm x 13.5 mm Largo
Ø4.3 mm x 16.5 mm Largo

CS-L-35
Destornillador
Unigrip



Tornillo de Cierre


Código

- CS-L-35

Dimensión


Ø3.5 mm Tornillo de Cierre

HA-L-35
Destornillador
Unigrip



h=3/5/7

HA-L-35W
Destornillador
Unigrip



h=3/5

Pilar de Cicatrización

Código


- HA-L-35-3
- HA-L-35-5
- HA-L-35-7
- HA-L-35W-3
- HA-L-35W-5

Dimensiones

Ø3.5 mm x 3 mm Altura
Ø3.5 mm x 5 mm Altura
Ø3.5 mm x 7 mm Altura
Ø3.5 mm x 4.5 mm Emergencia x 3 mm Altura
Ø3.5 mm x 4.5 mm Emergencia x 5 mm Altura




IMPORTANTE: Los Implantes Tri-NEX Co-Axis Ø4.3 mm usan componentes Ø3.5 mm





IMPORTANTE: Los Implantes Tri-NEX Co-Axis Ø5.0 mm usan componentes Ø4.3 mm



Implantes Tri-Nex Co-Axis


Código

- IA50-12d-10
- IA50-12d-11.5
- IA50-12d-13
- IA50-12d-16

Dimensiones

- Ø5.0 mm x 10.5 mm Largo
- Ø5.0 mm x 12 mm Largo
- Ø5.0 mm x 13.5 mm Largo
- Ø5.0 mm x 16.5 mm Largo

CS-L-43
Destornillador
Unigrip



Tornillo de Cierre


Código

- CS-L-43

Dimensión


- Ø4.3 mm Tornillo de Cierre

HA-L-43
Destornillador
Unigrip



h=3/5/7

HA-L-43W
Destornillador
Unigrip



h=3/5

Pilar de Cicatrización

Código


- HA-L-43-3
- HA-L-43-5
- HA-L-43-7
- HA-L-43W-3
- HA-L-43W-5

Dimensiones

- Ø4.5 mm x 3 mm Altura
- Ø4.5 mm x 5 mm Altura
- Ø4.5 mm x 7 mm Altura
- Ø4.5 mm x 6.0 mm Emergencia x 3 mm Altura
- Ø4.5 mm x 6.0 mm Emergencia x 5 mm Altura




IMPORTANTE: Los Implantes Tri-NEX Co-Axis Ø5.0 mm usan componentes Ø4.3 mm






Bandeja Quirúrgica Tri-Nex




I-SurgicalKIT-TRI-NEX-F


Fresas (Desechables)



Indicadores de Dirección




Fresas Cónicas




Extensión para Fresas



Instrumentos de Inserción para Tri-Nex




Instrumentos de Inserción para Tri-Nex Co-Axis



Adaptador a llave Ratchet



Llave de Ratchet




Destornillador Unigrip



Destornillador Unigrip para Llave






Implantes Tri-Nex


Fresas Espirales para Implantes Tri-Nex (Desechables)




Fresas Cónicas



Trépanos




Puntas Peek (Repuestos)




Implantes Tri-MAX


Fresas Espirales para Implantes Tri-MAX (Desechables)




Fresas Cónicas Tri-MAX



Trépanos Dedicados Tri-MAX




Medidores de Perfiles Tri-MAX



MAX-ROD
para uso con
Medidores de Perfiles

Destornilladores Unigrip



Mango para Montura




I-FM-H
to Fit
para uso con monturas
y conectores a llave

Llave de Torque




I-TW-45
12, 32 & 45 Ncm

Instrumentos Para Pilar Cónico Compacto



Refuerzos

Para uso con todos los cilindros
temporales de titanio



Protector para Pulido (Sólo Laboratorio)



PPC-35
PPC-43
PPC-50
PPC-60



Opciones Protésicas para Sobredentaduras Locator Pilares y Ataches

Sistema de Pilares Locator

	Implante	Altura	Código
Tri-Nex 	3.5 mm	1 mm	LOC-8757
	3.5 mm	2 mm	LOC-8758
	3.5 mm	3 mm	LOC-8759
	3.5 mm	4 mm	LOC-8760
	3.5 mm	5 mm	LOC-8734
	3.5 mm	6 mm	LOC-8735
	4.3 mm	0 mm	LOC-8761
	4.3 mm	1 mm	LOC-8762
	4.3 mm	2 mm	LOC-8763
	4.3 mm	3 mm	LOC-8764
	4.3 mm	4 mm	LOC-8765
	4.3 mm	5 mm	LOC-8753
	4.3 mm	6 mm	LOC-8754

	Implante	Altura	Código
Tri-Nex 	5.0 - 6.0 mm	1 mm	LOC-8766
	5.0 - 6.0 mm	2 mm	LOC-8767
	5.0 - 6.0 mm	3 mm	LOC-8768
	5.0 - 6.0 mm	4 mm	LOC-8769
	5.0 - 6.0 mm	5 mm	LOC-8770

Ataches Locator

Herramienta Principal Locator LOC-8393


Herramienta para Remoción de Locator Macho LOC-8397

Cofia de Impresión Locator LOC-8505
(4 pack)


Análogo Locator Hembra - ø4.0 mm LOC-8530
(4 pack)


Análogo Locator Hembra - ø5.0 mm LOC-8516
(4 pack)


Poste Paralelo para Locator LOC-8517
(4 pack)


Paquete de Macho Procesador Locator LOC-8519-10
(10 pack)

Paquete de Macho Procesador Locator LOC-8519-2
(2 pack)

Repuesto de Macho Procesador Locator LOC-8515
(Negro) (4 pack)


Repuesto de Macho con Retención Ligera LOC-8527
Locator (Rosado) (4 pack)


Repuesto para Locator Extra-Light Retención LOC-8529
de Macho(Azul) (4 pack)


Repuesto para Locator de Macho LOC-8524
(Blanco) (4 pack)



Repuesto para Locator de Rango Extendido LOC-8547
Male (Verde) (4 pack)


Locator de Rango Extendido - Extra Ligera LOC-8548
(Roja) (4 pack)


Destornillador para Pilares Locator 15 mm LOC-8926




Sistema de Pilares Dalla Bona



Implante	Hombro	Código
Tri-Lobe Interno		
3.5 mm	2 mm	DB-TN35-2
3.5 mm	3 mm	DB-TN35-3
3.5 mm	4 mm	DB-TN35-4
4.3 mm	2 mm	DB-TN43-2
4.3 mm	3 mm	DB-TN43-3
4.3 mm	4 mm	DB-TN43-4
4.3 mm	5 mm	DB-TN43-5
5.0 mm	2 mm	DB-TN50-2
5.0 mm	3 mm	DB-TN50-3
5.0 mm	4 mm	DB-TN50-4
5.0 mm	5 mm	DB-TN50-5
6.0 mm	2 mm	DB-TN60-2
6.0 mm	3 mm	DB-TN60-3
6.0 mm	4 mm	DB-TN60-4
6.0 mm	5 mm	DB-TN60-5

Accesorios para Dalla Bona

Código

Instrumento Activador para Dalla Bona



DB-ACT TOOL

Instrumento desactivador para Dalla Bona



DB-DEACT TOOL

Instrumento Activador/Desactivador para Dalla Bona Plus



DB-DE/ACT DRIVER

Kit de Laboratorio para Dalla Bona



DB-FK

Espaciador Hexágono para Dalla Bona



DB-HSP

Sistema de Pilares Dalla Bona



DB-Insert TIP

Dalla Bona Plus



Laminilla de Oro para Dalla Bona Plus



Southern Implants: Términos y Condiciones

Gracias por comprar productos Southern Implants. Nuestro compromiso es proveer productos odontológicos de la más alta calidad.

Garantía General Limitada: Southern Implants Inc., garantiza que sus productos son de primera calidad, así como la composición de materiales y los procesos de fabricación. Esta garantía sólo es válida para el comprador original. En el evento de un defecto, por favor contáctese con nuestras oficinas locales, para darle una pronta solución. Southern Implants Inc. (en las instalaciones de USA), decidirá si el producto defectuoso será reparado o intercambiado. Southern Implants también ofrece una garantía limitada de por vida para sus implantes y sus componentes protésicos. Southern Implants Inc., no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, excepto lo indicado anteriormente.

Limitaciones: El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades por el uso de estos productos, tanto si son utilizados en conjunto con productos Southern Implants Inc., o no. Southern Implants Inc., recomienda un entrenamiento apropiado para la colocación de implantes y que tanto los protocolos quirúrgicos como protésicos sean seguidos rigurosamente. También es importante seguir las instrucciones que acompañan a nuestros productos.

Southern Implants Inc., se reserva el derecho a mejorar, modificar o discontinuar sus productos en cualquier momento, o cambiar sus especificaciones sin aviso previo y sin incurrir en responsabilidad alguna.



Ideas brillantes en Implantes Dentales



SOUTHERNIMPLANTS

5 Holland Building 209 Irvine, CA 92618

Toll Free 866 700-2100 **Tel** 949 273-8505 **Fax** 949 273-8508

www.southernimplants.us

©2010 Southern Implants Inc. All rights reserved. SIM-09-006-TR